

TIME 19 - MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE

Avvertenze

TIME-19 SP01 è una mascherina chirurgica in silicone, conforme alla norma EN 14983:2019 EN 10993:2010 Tipo I; **il suo utilizzo è adatto per la protezione delle vie respiratorie nell'ambito lavorativo e per la popolazione in generale.** È riutilizzabile, igienizzabile ed ecosostenibile, dotata di filtri intercambiabili ed elastici regolabili, è ergonomica e confortevole. È efficace contro il vento, le polveri, le gocce, le particelle in sospensione e non, il muco e la saliva. **100% made in Italy.**

È altamente improbabile che queste mascherine possano risultare allergizzanti nell'uomo in quanto l'analisi della letteratura dice che il silicone è classificato come ipoallergenico; è materiale ampiamente utilizzato per la produzione di medicazioni sterili adesive e di altri dispositivi terapeutici di protezione. Inoltre anche i test di citotossicità ne indicano la conformità. È comunque fortemente sconsigliato l'uso da parte di soggetti allergici al materiale di cui è composto il prodotto (vedi sezione "Contenuto"). La mancata sostituzione della sezione filtrante o la contaminazione di questa, l'igiene e la pulizia del prodotto sono completa responsabilità dell'utilizzatore. **TIME-19 NON protegge da gas nocivi e agenti patogeni.**

NON usare TIME-19 in ambienti contaminati, pericolosi per la salute o con poco ossigeno. **NON** è un giocattolo.

NON deve essere utilizzata da parte di bambini per attività ludiche. **NON** applicare la mascherina sulla pelle lesa, su una ferita o su parti del corpo diverse dal viso.

NON è sterile, si consiglia di eseguire la pulizia come sotto riportato prima dell'utilizzo.

Contenuto Modello SP01

- 1 Mascherina 100% in silicone (SP)
- 1 Ghiera 100% Polipropilene (PP)
- 1 Anello 100% Polipropilene (PP)
- 2 Elastici in Poliestere con Elastomero
- 1 Conf. contenente 20 filtri in Poliestere

Assemblaggio

Igienizzare le mani attraverso i metodi opportuni. Verificare che la mascherina sia pulita ed il filtro utilizzabile. Procedere all'assemblaggio della mascherina TIME-19 come sotto indicato:

1. Inserire l'anello all'interno della mascherina nell'apposito alloggiamento;
1. Appoggiare la ghiera colorata su una superficie orizzontale e pulita con la parte esterna rivolta verso il basso;
2. Inserire un filtro sulla ghiera;
3. Premere la mascherina sulla ghiera fino ad incastrarla;
4. Inserire gli elastici e fissarli come indicato nelle immagini;

Indossare la mascherina posizionando gli elastici, uno alla volta, dietro alla testa o dietro alle orecchie.

Sostituzione del filtro

Sostituire il filtro non appena si rende necessario nella seguente modalità:

1. Rimuovere la ghiera colorata dalla mascherina ed eliminare il filtro usato;
2. Appoggiare la ghiera colorata su una superficie orizzontale e pulita con la parte esterna rivolta verso il basso;
3. Inserire un nuovo filtro sulla ghiera;
4. Premere la mascherina sulla ghiera fino ad incastrarla.

Pulizia e manutenzione

Al termine di ogni utilizzo, dopo aver rimosso gli elastici ed eliminato il filtro, è necessario igienizzare la mascherina in uno dei seguenti modi:

- Detergere la mascherina e tutte le parti con una soluzione igienizzante o con acqua calda e sapone;
- Immergere la mascherina in acqua bollente per qualche minuto e detergere tutte le altre parti con una soluzione igienizzante o con acqua e sapone;
- Lavare la mascherina in lavastoviglie e detergere tutte le altre parti con una soluzione igienizzante o con acqua e sapone;
- Inserire la mascherina nel forno a microonde e detergere tutte le altre parti con una soluzione igienizzante o con acqua e sapone.

Limiti del prodotto

La mascherina TIME-19 può essere utilizzata fino a quando la struttura non ne risulta compromessa.

Smaltimento

I materiali di costruzione del prodotto non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti come indifferenziati (vedi Contenuto Modello SP01). Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

